

Część 56 Akcesoria typu V.A.C.

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
						Stawka	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. GranuFoam, mały 10 x 7,5 x 3,3 cm- podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE)o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.	szt.	160					
2	Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. GranuFoam, średni 18 x 12,5 x 3,3 cm -podkładka typu T.R.A.C. Pad-folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.	szt.	200					
3	Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. GranuFoam, duży 25,6 x 15 x 3,3 cm -podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C. Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.	szt.	150					
4	Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. brzuszny (ATS) wstępnie przycięte opatrunki typu V.A.C. GranuFoam warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki typu GranuFoam w perforowanej osłonie z folii, podkładka typu T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C. Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE)- o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.	szt.	6					
5	Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. GranuFoam, Silver, średni 18 x 12,5 x 3,3 cm podkładka typu T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru siwego, wykonany z	szt.	30					

	siatkowego poliuretanu (PE) z jonami srebra aktywowanego, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.							
6	Zestaw opatrunkowy typu White-Foam, duży 10 x 15 x 1 cm, podkładka typu T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C.. Drape Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego(PVA), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni	szt.	10					
7	Zbiornik z żelem typu Info V.A.C.500ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu Info V.A.C. , o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad	szt.	150					
8	Zbiornik z żelem typu Info V.A.C. 1000ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu Info V.A.C, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad	szt.	50					
9	Zbiornik z żelem typu Acti V.A.C. 300ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu Acti V.A.C. o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, bakteriobójczy żelem typu V.A.C. z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad	szt.	50					
10	Złącze Y do łączenia 2 lub więcej opatrunków – wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta	szt.	10					
Wartość ogółem:								

Uwaga: nieodpłatna dzierżawa 4 aparatów kompatybilnych z powyższymi materiałami